



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Solución de limpieza de electrodos para muestras de minerales/sustancias inorgánicas, 500 mL

de producto:

2975149

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Solución de limpieza de electrodos para eliminar depósitos/contaminación de minerales del elemento de detección de pH. Botella de 500 mL.

Especificaciones

Cantidad:

500 mL

Descripción:	Eliminar los depósitos de minerales
Fórmula:	Ácido fosfórico (~10 %)
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Limpieza