



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Ácido, reactivo Powder Pillow (pk 100)

de producto:

104299

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Sílice, rango alto (HR). Método Silicomolibdato. También usado para la determinación de Hipoclorito, rango alto, Método Iodométrico.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Silicomolibdato
Número de tests:	100
Número del método:	8185
Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)