



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Amino Ácido E, reactivo Powder Pillow

de producto:

2254069

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Sílice, 0,010-1,600 mg/L SiO₂. Para 10 mL de muestra.

Especificaciones

Cantidad:

100 uds

Método:	Azul de Heteropoli
Número de tests:	100
Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)