



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Ámino Ácido F, Solución de reactivo (100 mL)

de producto:

2386442

Peligroso

CLP Precio:
Disponible

Contacto Termodinámico



Para la determinación de Sílice en rango ultrabajo (ULR), 3 - 1000 $\mu\text{g/L}$ SiO_2 . Método Azul de Heteropoli.

Especificaciones

Cantidad:

100 mL

Método:

Heteropoly Blue

Número de tests:	100
Número del método:	8282
Parámetro:	Silica
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)