



# TERMOD

## SOMOS LA PLATA



### Sobres de reactivo en polvo para la determinación de hierro, de 0,02 a 3,00 mg/L de Fe

# de producto:  
CLP Precio:  
Ships within 3-5 weeks

2105769-LM

Peligroso

Contacto Termodinámico



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de hierro mediante el método de FerroVer. Para muestra de 10 mL. Paquete de 100.

Producto vendido y entregado por DILACO

## Especificaciones

Cantidad:	100 /paquete
Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	Sobres de reactivo en polvo para la determinación de hierro, FerroVer, 10 ml
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	FerroVer
Número de tests:	100
Número del método:	8008
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Requiere digestión:	para hierro total

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)