



TERMODYNAMICA

SOMOS LA PLATA



Cartucho de Nitrato de Plata para Digital Titrator, 1,128 N, 1 unidad

de producto:

1439701

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Solución de valoración preparada para el análisis de Cloruro (método de Nitrato de Plata), 10-10 000 mg/l Cl⁻.

Para la determinación de Cloruro mediante la valoración argentométrica de Digital Titrator. Método Hach 8207. Dígitos = mg/l Cl⁻ en una muestra de 50 ml. 40-100 tests aproximadamente

Resultados precisos siempre que los necesite.

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Rápido y flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versátil

More than 50 parameter/range combinations are available

Económico

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Especificaciones

Método:	Nitrato de plata
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8207
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 10000 mg/L Cl ⁻
Valorante:	1,128 N AgNO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)