



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Solución estándar de nitrato de plata, 0,0141 N, 1 L

de producto:

31653

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Reactivo titrante de nitrato de plata para la determinación de cloruro mediante valoración con bureta. Método Hach 8225. Utiliza sobres de reactivo en polvo indicador de cloruro 2 (n.º de catálogo 105766) para señalar el punto final. Botella de 1 L.

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Método:	Valoración de nitrato de plata
Número del método:	8225
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	500 - 25 000 Cl ⁻

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)