

TERMOD SOMOS LA PLATAI




Solución estándar de nitrato de plata, 0,0141 N, 1 L

de producto:

USD Precio: Ships within 3-5 weeks 31653

Peligroso



Reactivo titrante de nitrato de plata para la determinación de cloruro mediante valoración con bureta. Método Hach 8225. Utiliza sobres de reactivo en polvo indicador de cloruro 2 (n.º de catálogo 105766) para señalar el punto final. Botella de 1 L.

Sí Conforme a EPA:

Método: Valoración de nitrato de plata

Solución

Número del método: 8225

Rango de medición: 500 - 25 000 Cl⁻

Accesorios requeridos

Plataforma:

Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)