



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Set de reactivos para la determinación de dióxido de cloro, de 0,04 a 5,00 mg/l de ClO_2

de producto:

2770900

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Para la determinación de dióxido de cloro, método de DPD/glicina. Para muestra de 10 ml.

Especificaciones

Conforme a EPA:

Sí

Instrumento:

Todos

Método:	DPD/glicina
Número de tests:	100
Número del método:	10126
Parámetro:	Dióxido de cloro
Rango de medición:	0,04 - 5,00 mg/L ClO ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)