



TERMODINÁMICA

SOMOS LA PLATA



Solución estándar de conductividad, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 50 mL

de producto:

2972226

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Ships within 3-5 weeks

Soluciones estándar de conductividad para análisis de laboratorio e in situ

Solución estándar de conductividad, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 100 \mu\text{S}/\text{cm}$ a 25 °C, 5,556 g/L $\pm 0,03 \text{ g/L}$ NaCl (1 $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0,5 \text{ mg/L}$ de TDS), botella con tapón de vertido de 50 mL.

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Ya sea en el laboratorio o in situ, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de conductividad es un buen cuidado y calibración de la celda de conductividad.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Cantidad:	50 mL
Concentración:	10000 µS/cm a 25 °C ± 100 µS/cm a 25 °C
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Solución de calibración de conductividad
Fórmula:	NaCl
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Conductividad
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella
Trazable a NIST:	Sí