



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Sobres de tampón en polvo, pH 10,01, codificación en color azul, paquete de 15

de producto:

2227195-LM

Peligroso

CLP Precio:
Disponible

Contacto Termodinámico



Soluciones tampón de pH estándar para análisis de laboratorio y en campo

Sobres de tampón de pH en polvo para calibrar electrodos de pH. Cada sobre de reactivo en polvo sirve para preparar 50 mL de solución tampón fresca. Codificación por colores para su fácil identificación (azul). pH 10,01 $\pm$ 0,02 a 25 °C. Paquete de 15 sobres de reactivo en polvo

Producto vendido y entregado por DILACO

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Ya sea en el laboratorio o en campo, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones tampón de pH estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de pH es un buen cuidado y calibración del electrodo de pH.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Cantidad:	15 unidades
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Notas especiales:	Deseche la solución preparada después de usarla
Tipo de envase:	Sobres de reactivo en polvo
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	10,01 ± 0,02 pH a 25 °C
¿Codificada por colores?:	Sí