



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Solución estándar de cloruro, 1000 mg/L, 500 mL

de producto:

18349

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Ships within 3-5 weeks

Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Cloruro, 1000 mg/L \pm 10 mg/L Cl⁻ (NIST). Botella de 500 mL

Producto vendido y entregado por DILACO

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	1000 mg/L \pm 10 mg/L Cl ⁻
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Solución estándar de cloruro como Cl ⁻ (NIST)
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella