



TERMODYNAMICA

SOMOS LA PLATAFORMA



Solución estándar de nitrato, 10 mg/L, 500 mL

de producto:

30749

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Ships within 3-5 weeks

Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Nitrato, 10,0 mg/L $\pm$ 0,1 mg/L NO₃-N (NIST). Botella de 500 mL

Producto vendido y entregado por DILACO

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	10 mg/L ± 0,1 mg/L NO ₃ -N
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella