



TERMODINÁMICA

SOMOS LA PLATA



Solución estándar de nitrógeno nítrico, 1000 mg/L como NO_3^- -N (NIST), 500 mL

de producto:

1279249

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Ships within 3-5 weeks



Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de nitrato. 1000 mg/L como NO_3^- -N; 4430 mg/L como NO_3^- .

Traceable to NIST standard reference materials

Always performing measurement results you can trust is essential. The quality of the standard solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate ISE measurements is good care and calibration of the Ion Selective Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	4430 ± 44 mg/L NO ₃
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (protect from light)
Descripción:	Solución estándar de nitrógeno nítrico como NO ₃ -N (NIST)
Notas especiales:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Parámetro:	Nitrate
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Bottle