



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Estándar de turbidez, Stablcal, 400,0 NTU (500 mL)

de producto:
CLP Precio:
Ships within 3-5 weeks

7121649

Peligroso

Contacto Termodinámico



Estándar de turbidez de formazina estabilizada Stablcal para uso en cualquier turbidímetro.

Soluciones de formazina precisas y premezcladas

Los estándares de turbidez de formazina estabilizada Stablcal son disoluciones de formazina que se pueden usar en cualquier turbidímetro. Con tecnología de fabricación patentada, Hach prepara los estándares Stablcal en concentraciones precisas que pueden ser tan bajas como 0,060 NTU para turbidímetros convencionales. Se garantiza una vida útil de dos años desde la fecha de fabricación. Si va a supervisar efluentes

de aguas residuales, agua potable tratada de gran calidad o el flujo de un proceso industrial, puede confiar totalmente en los resultados que obtendrá con los estándares de turbidez de formazina estabilizada Stablcal de Hach.

No se necesita ningún contenedor de cristal especial ni técnicas de laboratorio complicadas

Hach fue la primera empresa que aplicó la formazina como estándar de turbidez en el sector del agua potable, hace más de 40 años. Desde entonces, la formazina ha sido el único estándar principal que se acepta prácticamente en todo el mundo para la creación de informes normativos. Todos los demás estándares de turbidez, tanto alternativos como secundarios, deben poderse trazar hasta la formazina.

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)