



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Kit de mantenimiento de la bomba KNF300 para 6 meses

de producto:

19-KIT-110

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Ships within 3-5 weeks

Para analizadores BioTector serie 4 y B7000 suministrados antes de julio de 2014. El kit de servicio se debe usar cada 6 meses para el mantenimiento rutinario de la bomba de circulación KNF300

Especificaciones

Contenido de la caja:

Incluye: diafragma de PTFE y junta tórica NF300

Contenido de la caja

Incluye: diafragma de PTFE y junta tórica NF300