



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de nitrato, paquete de 100

de producto:

4456369

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Ajustador de fuerza iónica de nitrato para su uso en determinaciones de nitrato mediante electrodos. La forma en polvo no diluye las muestras. Idóneo para la determinación de concentraciones de nitrato en rango bajo. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Concentración:	ISA
Descripción:	Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica de nitrato
Método:	Electrodo de ion selectivo
Número de tests:	100
Parámetro:	Nitrate
Rango de medición:	0,05 – 14 000 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Tipo de envase:	Powder Pillows