



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica de nitrato, paquete de 100

de producto:

2984799

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Ships within 3-5 weeks

Ajustador de fuerza iónica para uso con los electrodos de ion selectivo de nitrato Intellical ISENO3181 o sensION+ 9663. El ISA es esencial para la determinación de concentraciones de nitrato en rango bajo. La forma en polvo no diluye las muestras. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Método:	Electrodo de ion selectivo
Plataforma:	Powder Pillows