



TERMOD

SOMOS LA PLATA



NitraVer 5 Nitrato, reactivo Powder Pillow, 0,1-10 mg/L
NO₃ -N

de producto:

1403499-LM

Peligroso

CLP Precio:
Disponibile

Contacto Termodinámico



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Nitrato. Para muestras de 25 mL, pk 100.

Producto vendido y entregado por DILACO

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	NitraVer 5, reactivo Nitrato, Powder Pillow, 25 mL
Instrumento:	DR 3000, DR 2000
Método:	Reducción de Cadmio
Número de tests:	100
Número del método:	8039 HR
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)