



# TERMOD

## SOMOS LA PLATA



**Sobres de reactivo en polvo para la determinación de nitrato,  
de 0,3 a 30 mg/L de  $\text{NO}_3^-$ -N**

# de producto:

2106169-LM

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Llamar para confirmar fecha de envío



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrato por el método de reducción con cadmio. Para muestra de 10 mL, 100 unidades.

Producto vendido y entregado por DILACO

## Especificaciones

Cantidad:	100 /paquete
Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Sobres de reactivo en polvo, NitraVer 5, para la determinación de nitrato, 10 ml, HR, MR
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2010 y DR/2000
Método:	Reducción con cadmio
Método de referencia:	SM 4500-NO <sub>3</sub> -B
Número de tests:	100
Número del método:	8039 HR
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,1 - 10,0 mg/L NO <sub>3</sub> -N

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)