



TERMOD

SOMOS LA PLATA



DPD, powder pillow, para determinar la presencia de Cloro libre, (paquete/1000)

de producto:

1407028

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Llamar para confirmar fecha de envío



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Cloro libre, muestra de 25 mL

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:

10 °C - 25 °C

Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	DPD, reactivo Cloro libre, Powder Pillow, 25 mL
Método:	DPD
Número de tests:	1000
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Tamaño de muestra:	25 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)