



# TERMOD

## SOMOS LA PLATA



### Accuvac para ozono, MR, de 0,01 a 0,75 mg/L de O<sub>3</sub>

# de producto:  
CLP Precio:  
Ships within 3-5 weeks

2517025  
Contacto Termodinámico

Peligroso



Las ampollas Accuvac contienen la cantidad exacta de reactivo para una única prueba y se pueden utilizar como cubetas de medición. Para la determinación de ozono por el método del índigo. paquete de 25

#### Rápido

Las ampollas Accuvac le ofrecen unos resultados rápidos. Simplemente romper, llenar y leer el resultado - ahorrándole un valioso tiempo.

#### Fácil

Sin necesidad de medir la cantidad de muestra o de reactivo requerido. Las ampollas sumergidas se llenan con el volumen correcto de muestra, por lo que cualquier persona puede obtener resultados fiables con un mínimo esfuerzo.

### **Exacto**

Los viales de gran calidad óptica aseguran unas mediciones precisas y la estabilidad del reactivo.

### **Utilícelos dondequiera que necesite los resultados.**

Las ampollas son tanto contenedor de reactivo como cubeta de medición fotométrica, por lo que no se requiere transportar ni los reactivos ni las muestras.

---

## **Especificaciones**

Descripción:	Accuvac para ozono, MR
Instrumento:	Todos excepto DR/820
Método:	Índigo
Número de tests:	25
Número del método:	8311
Parámetro:	Ozono
Plataforma:	Accuvac
Rango de medición:	0.01 - 0.75 mg/L O <sub>3</sub>

---

## **Accesorios requeridos**

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)