



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Set de reactivos para la determinación de cloro total con el analizador de cloro CL17/CL17sc

de producto:

2557000

Peligroso

CLP Precio:
Disponible

Contacto Termodinámico



Formulado para cumplir los estándares de calidad más estrictos

El set de reactivos para la determinación de cloro total se utiliza con los analizadores CL17/CL17sc de Hach, así como con métodos analíticos a granel. Los reactivos de Hach ofrecen una garantía de resultados exactos y consistentes.

El set de reactivos para la determinación de cloro total consta de:

- Una botella de 24 gramos de indicador DPD en polvo
- Una botella de 473 mL de solución indicadora de cloro total
- Una botella de 473 mL de solución tampón de cloro total

¿Desea simplificar los pedidos de reactivos? Consulte a su representante de Hach sobre de nuestro sencillo sistema de envíos programados de reactivos y set de reactivos del CL17 de Hach.

*Este producto no se ha evaluado para la determinación de cloro y cloraminas en aplicaciones médicas en Estados Unidos.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de la humedad.
Contenido de la caja:	Indicador DPD, 24 g
	Solución indicadora de cloro total, 473 mL
	Solución tampón de cloro total, 473 mL
Instrumento:	CL17/CL17sc
Método:	DPD
Número de tests:	450
Número del método:	8370
Parámetro:	Cloro total
Rango de medición:	0,03 - 5,00 mg/L Cl ₂ para CL17, 0,03 - 10,00 mg/L Cl ₂ para CL17sc

Contenido de la caja

Indicador DPD, 24 g Solución indicadora de cloro total, 473 mL Solución tampón de cloro total, 473 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)