



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Solución tampón de dureza, 10 mg/L, 500 mL

de producto:

2768649

Peligroso

CLP Precio:

Contacto Termodinámico

Ships within 3-5 weeks



Para uso con el analizador de dureza SP510.

Especificaciones

Concentración:

10 mg/L

Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	SP510
Parámetro:	Hardness

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)