



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Sensor de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) HYDROLAB para sonda de la serie HL

de producto:

HLLDO

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Llamar para confirmar fecha de envío

LDO (oxígeno disuelto luminiscente) HACH

Especificaciones

*Parámetros medidos:

Oxígeno disuelto

mg/L, % sat.

Exactitud:

± 0,1 mg/L para 0 - 8 mg/L

| | |
|------------------------------------|--|
| | ± 0,2 mg/L para más de 8 mg/L |
| | Lectura de ± 10 % para más de 20 mg/L |
| Instrumentos compatibles: | HL4 y HL7 |
| Material carcasa: | Carcasa protectora de sensor de plástico |
| Methods: | ASTM D888 (Método C) |
| Rango de medición: | 0 - 60 mg/L |
| Rango de temperatura de operación: | + 23 - + 122 °F (- 5 - + 50 °C), sin congelación |
| Resolución: | 0,01 mg/L |
| Sonda de muestra: | n.a. |